

## Infos + News von A-Z: Einmalspritzen

Im Rahmen der Probenvorbereitung oder auch als Volumenmessgeräte werden in den Labors häufig Einmalspritzen benutzt. Normalerweise werden diese auf Grund ihres eigentlichen Verwendungszweckes in der Medizin einzeln verpackt und sterilisiert.

A-Z bietet alternativ oder in Ergänzung:

- lose, unverpackte Spritzen in Verpackungseinheiten à 1000 Stück an, dadurch sparen Sie sich Zeit und Mühe für das Auspacken und vermeiden unnötigen Müll
- mit Luer- oder Luer-Lock Anschluss
- 1 ml Spritzen mit „Spardorn“ zur Reduzierung des Restvolumens



<b>Art.-Nr.:</b>		<b>VE/Stk.</b>
SYE011001	Einmalspritze 1ml (Insulin U 10) „Spardorn“ zur Reduzierung des Restvolumens, steril, einzeln verpackt	100
SYE010001A	Einmalspritze 1ml (Insulin U 10) „Spardorn“ zur Reduzierung des Restvolumens, unsteril unverpackt	1000
SYE010001	Einmalspritze 1ml unsteril, unverpackt	1000
SYE021001	Einmalspritze 2ml steril, einzeln verpackt	100
SYE020001	Einmalspritze 2ml unsteril, unverpackt	1000
SYE020002	Einmalspritze 2ml LL dreiteilig, unsteril, unverpackt	1000
SYE051001	Einmalspritze 5ml steril, einzeln verpackt	100
SYE050001	Einmalspritze 5ml unsteril, unverpackt	1000
SYE050002	Einmalspritze 5ml LL dreiteilig, unsteril, unverpackt	1000
SYE101001	Einmalspritze 10ml steril, einzeln verpackt	100
SYE100001	Einmalspritze 10ml unsteril, unverpackt	1000
SYE201001	Einmalspritze 20ml steril, einzeln verpackt	100
SYE200001	Einmalspritze 20ml unsteril, unverpackt	1000
SYE200002	Einmalspritze 20ml LL dreiteilig, unsteril, unverpackt	1000
SYN090040	Einmalkanüle 0.90 x 40mm "gelb"	100
SYN090040S	Einmalkanüle 0.90 x 40mm "gelb", unverpackt	1000

andere Ausführungen oder Volumina auf Anfrage